

# **Инструкция**                      **Электрическая** **зубная щетка Xiaomi Soocas X3U** **Sonic Electric Toothbrush Ван-Гог**

Электрическая зубная щетка Xiaomi Soocas X3 – зубная щетка второй ревизии, усовершенствованная в плане влагозащиты. Оснащена качественным бесколлекторным двигателем, имеет 4 режима работы и встроенный G-сенсор, отслеживающий движения щетки, что обеспечивает качественную чистку зубной поверхности. Среди плюсов модели также можно отметить наличие мобильного приложения и беспроводного подключения Bluetooth.

## **Подготовка к использованию**

До того, как приступить к использованию, зубную щетку необходимо зарядить. Для этого установите щетку на док-станцию и подключите зарядное устройство к сети. Одного заряда батареи хватит на 12 часов использования. Уровень заряда показывают 3 светодиода-индикатора зеленого цвета в нижней части корпуса устройства.

Убедившись, что зубная щетка достаточно заряжена, достаньте чистящую насадку из индивидуальной упаковки и наденьте на рукоятку щетки до упора.

## **Включение щетки и режимы работы**

Для того, чтобы включить зубную щетку, нажмите на металлическую кнопку в верхней части корпуса. Для включения необходимо долгое нажатие, для выключения – быстрое.

Ниже кнопки включения располагаются индикаторы режимов работы зубной щетки:

1. **Первый режим** - подходит для ежедневной чистки зубов, эффективно убирает налет и остатки пищи, качественно очищает зубную поверхность;
2. **Второй режим** - предназначен для бережного ухода за чувствительными или поврежденными зубами, при заболеваниях десен и наличии зубных протезов;
3. **Третий режим** - предназначен для тех, кто только начал пользоваться электрической зубной щеткой, обеспечивает привыкание к новому способу чистки зубов;
4. **Четвертый режим** - индивидуальный, настраивается через мобильное приложение. Если не настраивать режим через приложение, то можно воспользоваться отбеливанием — щетка в этом режиме прекрасно справляется с любым зубным налетом.

Завершив программу, Xiaomi Soocas X3 отключится автоматически, выключать зубную щетку не нужно.

## Как правильно пользоваться

При чистке зубов Xiaomi Soocas X3 не нужно совершать движения, как при использовании обычной, не электрической зубной щетки. Достаточно водить вдоль зубов, слегка надавливая, ориентироваться щетке помогает G-сенсор.

## Хранение щетки

После чистки зубов щетку нужно вымыть под

## Хранение щетки

После чистки зубов щетку нужно вымыть под проточной водой. Сделать это можно не снимая насадку — щетка обладает высокими влагозащитными свойствами. Использовать одну насадку можно в течение 90 дней, хранить, не закрывая крышечкой, чтобы предотвратить размножение бактерий. По истечении срока насадку нужно заменить на новую.

## Подключение к мобильному приложению

### Быстрая настройка

Управляйте своим устройством и взаимодействуйте с другими домашними устройствами в приложении Mi Home.

Скачайте и установите приложение Mi Home. Отсканируйте QR-код или откройте магазин приложений, чтобы скачать приложение Mi Home.

Добавьте устройство, для этого откройте раздел "Мои устройства" в приложении Mi Home, нажмите "+" в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.

### Сопряжение устройств:

1. Включите функцию Bluetooth на своем смартфоне. Положите зубную щетку в непосредственной близости от смартфона;
2. Выполните в приложении Mi Home сопряжение с устройством. Добавьте устройство в "Мои устройства";
3. Выберите устройство. Нажмите "Поиск устройств". Выберите "Зубная щетка Mi Electric

3. Выберите устройство. Нажмите "Поиск устройств". Выберите "Зубная щетка Mi Electric Toothbrush";
4. Нажимайте кнопки в соответствии с получаемыми инструкциями, а затем нажмите выключатель зубной щетки в течение 3 секунд, чтобы подтвердить сопряжение.

\* Зубная щетка не работает, когда выполняется подключение по Bluetooth. Нельзя выполнять подключение по Bluetooth во время работы зубной щетки.

### Синхронизация данных

Загрузите приложение Mi Home, зарегистрируйте учетную запись Mi и войдите в систему с использованием этой учетной записи. Войдите в "Мои устройства" и выберите устройства в списке устройств.



Положите зубную щетку в непосредственной близости от смартфона.



Проведите вниз по странице, чтобы синхронизировать данные.



Синхронизация данных завершена.

### Просмотр отчетов и настройка функций

Переключитесь в режим настройки. Отображение данных о чистке зубов и аналитических отчетов. Индикация количества дней до конца срока службы головки зубной щетки.

### Примечание!

При первом использовании может ощущаться зуд или наблюдаться слабое кровотечение. Это

## **Примечание!**

При первом использовании может ощущаться зуд или наблюдаться слабое кровотечение. Это связано с тем, что ваши десна еще не привыкли к настолько эффективной чистке. При переходе с ручной зубной щетки на электрическую рекомендуется использовать режим настройки, а затем постепенно переходить на другие режимы. Как правило, эти симптомы исчезают в течение 1–2 недель. Если они не исчезнут через 2 недели, прекратите пользоваться данной зубной щеткой и обратитесь к стоматологу.

## **Предупреждение:**

- Пользователи, которым установлен внутричелюстной зубной имплантат или которые получают стоматологическую помощь по лечению зубов, деформаций зубов и челюстей, должны пользоваться изделием с учетом рекомендаций стоматологов;
- Зубная щетка Mi Electric Toothbrush соответствует стандартам безопасности для электромагнитных устройств. В случае появления сомнений по поводу кардиостимулятора или других имплантированных устройств, проконсультируйтесь перед использованием данного изделия с врачами или производителями имплантированных устройств;
- Данное изделие предназначено для чистки зубов, десен и языка. Используйте изделие строго по назначению. При возникновении боли или дискомфорта немедленно прекратите использование данного изделия и обратитесь к врачу.

## **Запреты и недопущения:**

- Не погружайте зарядную станцию в воду или любую другую жидкость;
- После чистки проверьте, что контакты штепселя питания полностью сухие, а затем подключите штепсель к источнику питания;
- Данное изделие содержит встроенные перезаряжаемые батареи. Не бросайте изделие в огонь, не заряжайте, не используйте и не размещайте его в местах с высокой температурой;
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, разбирать или ремонтировать изделие.

## **Важные примечания:**

- Перед использованием проверьте изделие на наличие явных повреждений. Если изделие повреждено или разбито, не используйте его;
- Перед подключением к источнику питания проверьте, что он соответствует напряжению, на которое рассчитано изделие;
- Если зарядная станция имеет повреждения, не используйте ее;
- Если данное изделие (включая ручку и головку зубной щетки) имеет признаки поломки, прекратите его использование;
- Не используйте зарядную станцию в условиях высокой температуры (не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей);
- Не используйте зубную щетку во время купания в ванной и под душем.

## **Советы:**

- Не допускайте общего пользования головкой

## Советы:

- Не допускайте общего пользования головкой зубной щетки совместно с другими людьми;
- Не подключайте шнур питания к зарядной станции в момент подключения к источнику питания;
- Не ставьте на подключенную к источнику питания зарядную станцию металлические предметы.

## Ошибки и их решения

| Проблема   | Причины  |
|--|--|
| Устройство невозможно включить.  | Устройство заряжается;<br>Устройство подключено по Bluetooth;<br>Низкий заряд батареи.   |
| Зубную щетку нельзя устанавливать непосредственно на приводной вал.                      | В отверстии зубной щетки присутствуют посторонние предметы;<br>Зубная паста или другие вещества прилипли к приводному валу;<br>Установленная головка зубной щетки не является оригинальной головкой зубной щетки Mi. |
| Устройство быстро потребляет заряд источника питания. Заряжать устройство следует часто. | Устройство находится в состоянии подключения по Bluetooth в течение длительного времени;<br>Устройство часто используется.   |
| Вибрация головки зубной щетки слабая.  | Головка зубной щетки не находится на месте;<br>Между головкой зубной щетки и ручкой зубной щетки присутствуют посторонние предметы.  |
| Приложению не удалось выполнить соединение с зубной щеткой.                              | Функция Bluetooth мобильного телефона отключена;<br>Зубная щетка не находится в непосредственной близости от мобильного телефона;<br>Зубная щетка находится в состоянии вибрации.                                    |