



# GÉZATONE

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА  
ЗА КОЖЕЙ  
5 в 1

MEZOLIGHT  
m 9910

МЕЗОПОРАЦИЯ

ЭМС

БИОТОКИ

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ

ХРОМОТЕРАПИЯ

10

МИНУТ  
В ДЕНЬ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ  
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СОЧЕТАНИЕ МЕЗОПОРАЦИИ И ХРОМОТЕРАПИИ С ДРУГИМИ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДИКАМИ ОКАЗЫВАЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ, СТИМУЛИРУЯ МЕТАБОЛИЗМ И ПРОЦЕССЫ ВЫРАБОТКИ КОЛЛАГЕНА, ЧТО УКРЕПЛЯЕТ КОЖУ, УЛУЧШАЕТ ЕЁ СОСТОЯНИЕ И ЦВЕТ ЛИЦА, ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ КОЖИ ВНЕШНИМ ПОВРЕЖДАЮЩИМ ФАКТОРАМ.



ВОЗРАСТНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ, ДРЯБЛОСТЬ,  
МОРЩИНЫ



ПОСТАКНЕ, ЖИРНАЯ  
КОЖА, РАСШИРЕННЫЕ  
ПОРЫ



НЕРОВНЫЙ ТОН,  
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА,  
НЕДОСТАТОК ВЛАГИ



ИЗМЕНЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА,  
ГРАВИТАЦИОННЫЙ ПТОЗ,  
СНИЖЕНИЕ ТОНУСА



«УСТАВШАЯ»  
СТРЕССОВАЯ КОЖА





## ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ 5 в 1

5 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИК ОКАЗЫВАЮТ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, СОКРАЩАЮТ МОРЩИНЫ, УЛУЧШАЮТ ЦВЕТ ЛИЦА, ТОНИЗИРУЮТ И УКРЕПЛЯЮТ КОЖУ. БЕЗБОЛЕЗНЕННО, БЕЗ УКОЛОВ И ИГЛ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРЕОДОЛЕВАЮТ КОЖНЫЙ БАРЬЕР И ДОСТИГАЮТ НУЖНОЙ ГЛУБИНЫ. ВО ВРЕМЯ СЕАНСА ОЩУЩАЕТСЯ ТЕПЛО, КОТОРОЕ СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ, ОКСИГЕНАЦИЮ И УСИЛИВАЕТ УСВОЕНИЕ КОЖЕЙ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ.

### МЕЗОПОРАЦИЯ



ВНУТРИКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ МИКРОДОЗ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГЛЫ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ. ВЕЩЕСТВА ДОСТАВЛЯЮТСЯ В НЕОБХОДИМОМ КОЛИЧЕСТВЕ ТОЧНО В НУЖНЫЙ УЧАСТОК.

### EMS



ТРЕНИРУЕТ, УКРЕПЛЯЕТ И ТОНИЗИРУЕТ МЫШЦЫ, ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ И СПОСОБСТВУЕТ РАЗГЛАЖИВАНИЮ МОРЩИН, УМЕНЬШАЕТ ОБЪЕМЫ ЖИРА В ОБЛАСТИ ЩЕК И «ВТОРОГО» ПОДБОРОДКА. ЛИЦО ПРИОБРЕТАЕТ ЧЕТКИЕ КОНТУРЫ.

### БИОТОКИ



ОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ, МЫШЦЫ, СОСУДЫ, СОЗДАВАЯ СТОЙКИЙ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ. ОКАЗЫВАЕТ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ, СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ УВЛАЖНЕНИЕ ГЛУБОКИХ СЛОЕВ КОЖИ.

### ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ



ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КЛЕТКИ МОДЕЛИРОВАННЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ТОКОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕМБРАН И БЫСТРУЮ ДОСТАВКУ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КЛЕТКУ.


### ХРОМОТЕРАПИЯ



СВЕТОВЫЕ ЧАСТИЦЫ ПРОНИКАЮТ ЧЕРЕЗ КОЖУ И ОКАЗЫВАЮТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА КЛЕТКИ, ПОВЫШАЕТСЯ СИНТЕЗ АТФ, АКТИВИЗИРУЕТСЯ СИНТЕЗ БЕЛКОВ И ФАКТОРОВ РОСТА, ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА. УСКОРЯЮТСЯ ПРОЦЕССЫ ОБНОВЛЕНИЯ.



## МЕЗОПОРАЦИЯ



МЕЗОПОРАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ АППАРАТНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОКТЕЙЛЕЙ ПРОНИКАЮТ ГЛУБОКО В КОЖУ, КАК ПРИ МЕЗОТЕРАПИИ, НО ПРИ ЭТОМ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ОСТАЮТСЯ АБСОЛЮТНО НЕ ПОВРЕЖДЕННЫМИ.

ПРИ МЕЗОПОРАЦИИ ЭФФЕКТ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАМНОГО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПРИ МЕЗОТЕРАПИИ, ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТЕКСТУРЫ КОЖИ ВИДНО СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.



БЕЗ УКОЛОВ  
И БОЛИ



ТОЧНО  
В ЦЕЛЬ




БЕЗ ОТЕКОВ И  
СИНЯКОВ




ВИДИМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

## ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ




ЗА СЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛЕТКИ МОДЕЛИРОВАННЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ТОКОМ, ОТКРЫВАЮТСЯ КАНАЛЫ КЛЕТочной МЕМБРАНЫ ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ В КЛЕТКУ ПРОНИКАЮТ АКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА, ЭЛАСТИНА, ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ.


ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КЛЕТочных МЕМБРАН И ЭФФЕКТИВНУЮ ДОСТАВКУ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА НЕПОСРЕДСТВЕННО В КЛЕТКУ.



КОМФОРТНО



ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА КЛЕТКИ




ПОВЫШЕНИЕ  
УРОВНЯ ВЛАГИ



ПОВЫШЕНИЕ СИНТЕЗА  
КОЛЛАГЕНА



## БИОТОКИ



ОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ, МЫШЦЫ, ЛИМФАТИЧЕСКИЕ И КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ, СОЗДАЮТ СТОЙКИЙ ВИДИМЫЙ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ, ПОВЫШАЮТ ТОНУС КОЖИ.

БИОТОКИ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НЕ ТОЛЬКО НА КОЖУ И МЫШЦЫ, ОНИ АКТИВИЗИРУЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК, ЧТО ОКАЗЫВАЕТ ОБЩЕЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ.



ПОВЫШЕНИЕ  
СИНТЕЗА  
КОЛЛАГЕНА



СОЗДАЮТ  
ОЩУЩЕНИЕ  
ТЕПЛА



ЛИФТИНГ -  
ЭФФЕКТ



ГЛУБОКОЕ  
УВЛАЖНЕНИЕ

## EMS



СТИМУЛИРУЕТ МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ. ОДНОВРЕМЕННО С УКРЕПЛЕНИЕМ МЫШЦ И ПОДТЯЖКОЙ КОЖИ, УСИЛИВАЮТСЯ ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И КРОВООБРАЩЕНИЕ, ЧТО УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ КОЖИ.

КОЖА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ПЛОТНОЙ И ЭЛАСТИЧНОЙ, МОРЩИНЫ РАЗГЛАЖИВАЮТСЯ, КОНТУР ЛИЦА ПОДТЯГИВАЕТСЯ.




УКРЕПЛЕНИЕ  
МЫШЦ



УКРЕПЛЕНИЕ  
ОВАЛА ЛИЦА



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМА МЫШЦ



КОРРЕКЦИЯ  
МОРЩИН





## ХРОМОТЕРАПИЯ



**КРАСНЫЙ** длина волны 700 нм

Стимуляция синтеза коллагена, укрепление и подтяжка кожи, стимуляция регенерации, повышение местного иммунитета, улучшение цвета лица.



**ОРАНЖЕВЫЙ** длина волны 590 нм

Стимуляция кровообращения, лимфодренажа. Повышение энергетического потенциала клеток. Тонизация кожи. Антистрессовое действие. Стимуляция обменных процессов.



**РОЗОВЫЙ** длина волны 415 нм

Тонизирующее и подтягивающее действие. Усиление проникновения косметических средств, улучшение цвета лица.



**ГОЛУБОЙ** длина волны 490 нм

Успокаивающее, противовоспалительное, антибактериальное действие. Стимуляция регенерации и восстановления. Сужение пор, укрепление сосудов.



**ЗЕЛЕНЫЙ** длина волны 520 нм

Сокращение пигментации, выравнивание тона кожи, улучшение цвета лица. Восстановление после солнечных ожогов.

Арт. 13011155



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Арт. 1301115S



КОМПАКТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ



УДОБНО БРАТЬ  
С СОБОЙ

- БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ, ПРОЦЕДУРА **ОЧЕНЬ КОМФОРТНА**
- АБСОЛЮТНАЯ **БЕЗОПАСНОСТЬ**
- ПОДХОДИТ **ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ**, МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ САМОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
- БЕЗОПАСНАЯ **АЛЬТЕРНАТИВА** ИНЪЕКЦИОННЫМ МЕТОДИКАМ
- ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА КОЖУ ОДНОВРЕМЕННО
- ВИДИМЫЙ **РЕЗУЛЬТАТ**, КОТОРЫЙ УСИЛИВАЕТСЯ ОТ ПРОЦЕДУРЫ К ПРОЦЕДУРЕ
- ДЛИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
- ПОВЫШАЕТ **ЭФФЕКТИВНОСТЬ** КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДО **400%** (по сравнению с поверхностным нанесением)

**5**

ХРОМОТЕРАПИЯ  
5 ДЛИН ВОЛН



АБСОЛЮТНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ



КОМФОРТНАЯ  
ПРОЦЕДУРА

**5**

5 УРОВНЕЙ  
ИНТЕНСИВНОСТИ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ТАЙМЕР

**10**

СЕАНС ВСЕГО 10  
МИНУТ



ВИДИМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ







## ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ

БОКОВЫЕ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ПЛАСТИНЫ



РАБОТАЕТ ОТ  
АККУМУЛЯТОРА



Арт. 1301115S

СВЕТОДИОДНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛКТРОДЫ

ДИСПЛЕЙ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ /  
ВЫБРА ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

КНОПКА ВЫБОРА ЦВЕТА ХРОМОТЕРАПИИ

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

ПОДСТАВКА



## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

### ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

ГЕЛЬ  
С ЭКСТРАКТОМ  
ИКРЫ



Арт. 4504006 – 120 мл

КИСЛОРОДНЫЙ  
ГЕЛЬ С  
ГИАЛУРОНОВОЙ  
КИСЛОТОЙ



Арт. 4501418А – 300 мл

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ  
«АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-  
ВЕРА»



Арт. 4501417А – 300 мл

СЫВОРОТКА С  
ПЕПТИДНЫМ  
КОМПЛЕКСОМ  
«СИЯЮЩИЙ ЦВЕТ»



4506020К – флакон 30 мл

СЫВОРОТКА С  
ГИАЛУРОНОВОЙ  
КИСЛОТОЙ И  
«АКВАКСИЛ»



4506021К – флакон 30 мл

**!** ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТНЫЕ ГЕЛИ И СЫВОРОТКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА НА СУХОЙ КОЖЕ ЗАПРЕЩЕНО





## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

### ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

МАСКИ  
СЕРИЯ “FRUIT SILK”



4501320K – 7 штук  
4501321K – 7 штук  
4501322K – 7 штук  
4501323K – 7 штук

СС КРЕМ  
«КОМФОРТ» SPF 40



Арт. 4515810 – 50 мл

МАСКИ СЕРИЯ  
“LOVELY CARE”



4516401K – 7 штук  
4516402K – 7 штук  
4516403K – 7 штук

МАСКИ СЕРИЯ “PLANT  
FERMENT NUTRITION”



4501330K – 7штук  
4501331K – 7штук  
4501332K – 7штук

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ  
ЭМУЛЬСИЯ SPF 20



Арт. 4515845 – 50 мл

ТАКЖЕ, ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ С АППАРАТОМ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКИ СЕРИИ “HOLLYWOOD STAR MASK”, БОТАНИЧЕСКИЕ, ШЕЛКОВЫЕ И БИОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАСКИ.





## РЕЗУЛЬТАТЫ

СОКРАЩЕНИЕ  
ГЛУБИНЫ МОРЩИН  
- 32 %  
ЧЕРЕЗ 28 ДНЕЙ\*

32%

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА  
ВИДИМОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ  
КОЖИ,  
ЭФФЕКТ ЛИФТИНГА

УМЕНЬШЕНИЕ И РАЗГЛАЖИВАНИЕ  
НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК, КОЖНЫХ  
ЗАЛОМОВ

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И  
ПЛОТНОСТИ КОЖИ  
СОКРАЩЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР



СОКРАЩЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН  
УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА  
ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО  
МИКРОРЕЛЬЕФА

УМЕНЬШЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АКНЕ,  
УМЕНЬШЕНИЕ ЯРКОСТИ  
ПИГМЕНТАЦИЙ

УКРЕПЛЕНИЕ И ПОДТЯЖКА ОВАЛА  
ЛИЦА, ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕТКИХ  
КОНТУРОВ,  
УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ЛИЦА



ЦВЕТ ЛИЦА  
ЯРКИЙ  
РОВНЫЙ ТОН  
КОЖИ

\* Данные по результатам тестирования группой женщин в возрасте от 30 до 60 лет в течение 3х месяцев.





## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ПРИЕМ ИЗОТРЕТИНОИНА В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 6 МЕСЯЦЕВ (ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ АКНЕ АКНЕКУТАН, ВЕРОКУТАН, РОАККУТАН)
- ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА
- ТЯЖЕЛЫЕ СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
- НАЛИЧИЕ КУПЕРОЗА В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА
- НАЛИЧИЕ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ, ЗОЛОТЫХ НИТЕЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
- ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ (ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, ССАДИНЫ, ЦАРАПИНЫ)
- ГРИПП, ОРВИ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- ЭПИЛЕПСИЯ
- НАЛИЧИЕ НАРУШЕНИЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ (БОЛЕВОЙ И ТЕМПЕРАТУРНОЙ) В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- ВОЗРАСТ ДО 18 ЛЕТ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- ТИП ПРИБОРА: БЕСПРОВОДНОЙ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ
- ЦВЕТА В РЕЖИМЕ ХРОМОТЕРАПИИ: КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, РОЗОВЫЙ, ГОЛУБОЙ, ЗЕЛЕНый
- ДЛИНА ВОЛНЫ В РЕЖИМЕ ХРОМОТЕРАПИИ: КРАСНЫЙ (+/-10) 700 нм, ОРАНЖЕВЫЙ (+/-10) 590 нм, РОЗОВЫЙ (+/-10) 415 нм, ГОЛУБОЙ (+/-10) 490 нм, ЗЕЛЕНый (+/-10) 520 нм
- ТАЙМЕР АВТООТКЛЮЧЕНИЯ: 10 мин
- ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект НЕ входит) DC 5 В, не менее 500 мА, разъем USB A
- ЁМКОСТЬ ЛИТИЙ – ИОННОЙ БАТАРЕИ: 900 мАч,
- ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА 3,5 часа
- РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ: 215x85x150 мм
- ВЕС В УПАКОВКЕ: 0,55 кг



ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



**GÉZATONE**



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>