



Philips Sonicare F3 Quad  
Stream nozzle  
Насадка для ирригатора

2 насадки



HX3062/00

## Простая и тщательная очистка

Для максимального охвата и оптимального результата

Для максимального охвата и сверхтщательной чистки используйте насадку Quad Stream — она обеспечивает подачу воды в 4 широкие струи для чистки межзубных промежутков и вдоль линии десен. Мягкая резиновая накладке не повредит десны, а насадку можно легко снять и установить

### Простая чистка с современной технологией

- Насадка Quad Stream для максимального охвата
- Всегда эффективная чистка
- На 180 % более эффективная защита десен \*1

**PHILIPS**  
**sonicare**

Насадка для ирригатора  
2 насадки

## Характеристики

### Совместимость

- Совместимые продукты: любой Philips Sonicare Power Flosser

### Удобство использования

- Насадки: Легко фиксируются и снимаются
- Замена насадки: Каждые 6 месяцев, для

поддержания гигиеничности

### В комплекте

- Насадка F3 Quad Stream: 2

HX3062/00

## Особенности

### Насадка F3 Quad Stream




Для максимального охвата и сверхтщательной чистки используйте насадку Quad Stream — она обеспечивает подачу воды в 4 широкие струи для чистки межзубных промежутков и вдоль линии десен. Мягкая резиновая накладка не повредит десны, а насадку можно легко снять и установить.

### Всегда эффективная чистка



Для наиболее эффективной чистки насадки Philips Sonicare рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.

### На 180 % более эффективная\*1



Philips Power Flosser на 180 % эффективнее, чем обычная зубная нить, и глубже чистит межзубные промежутки, обеспечивая здоровье десен. \*1



Дата выпуска 2023-02-16

Версия: 4.4.1

EAN: 08 71010 39470 80

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*1 В режиме Clean (Чистка), с насадкой Quad Stream, мощность 8. Тестирование проведено Philips.