

GÉZATONE

МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ



iSee381

ВИБРАЦИОННЫЙ
МАССАЖ

КОМПРЕССИОННЫЙ
МАССАЖ

ИНФРАКРАСНЫЙ
ПРОГРЕВ

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ТЕРАПИЯ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СЕАНСЫ МАССАЖА ПРОВОДЯТСЯ ПРИ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКОЙ НА ГЛАЗА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БЕСПРОВОДНОГО МАССАЖЕРА ISEE 381 СНИМАЕТ СТРЕСС, ПОМОГАЕТ УЛУЧШИТЬ ФУНКЦИЮ ЗРЕНИЯ И СОКРАТИТЬ ПРИЗНАКИ УВЯДАНИЯ КОЖИ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ.



ТЕМНЫЕ КРУГИ,
ОТЕКИ И ПРИПУХЛОСТИ



РЕЗЬ И КРАСНОТА,
СУХОСТЬ И ОЩУЩЕНИЕ
«ПЕСКА» В ГЛАЗАХ



УСТАЛОСТЬ ГЛАЗ ПРИ ДОЛГОМ
НАПРЯЖЕНИИ, СНИЖЕНИЕ
ЧЕТКОСТИ ВОСПРИЯТИЯ.



СТРЕССОВЫЕ СОСТОЯНИЯ,
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ И НАРУШЕНИЕ
СНА, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕННОЙ
НАГРУЗКОЙ НА ЗРЕНИЕ



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, МОРЩИНЫ,
ТОНКИЕ ЛИНИИ



ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ
ОБЩЕЙ УСТАЛОСТИ


ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА



МАССАЖЕР ISEE 381 СОЧЕТАЕТ НЕСКОЛЬКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБЛАСТИ ГЛАЗ И ОБЩЕЙ РЕЛАКСАЦИИ: ПНЕВМОКОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ, ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ И ПРОГРЕВ, ДОПОЛНЕННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ.



Артикул 1301289



ПРЕССОМАССАЖ



ВИБРОМАССАЖ



МЯГКИЙ ПРОГРЕВ




АУДИО ТЕРАПИЯ

ДЛЯ КОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СОЗДАНО ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

МАССАЖЕР ISEE 381 МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ПРОФЕССИИ И ОБРАЗА ЖИЗНИ.



ДЛЯ ТЕХ, КТО МНОГО
ЧИТАЕТ И ПИШЕТ,
СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР



ДЛЯ ТЕХ, КТО РАБОТЕТ ЗА
КОМПЬЮТЕРОМ, ПОЛЬЗУЕТСЯ
СМАРТФОНОМ ИЛИ ПЛАНШЕТОМ



ДЛЯ ТЕХ, КТО ВОДИТ АВТОМОБИЛЬ
И ВЫПОЛНЯЕТ ВЫСОКОТОЧНУЮ
РАБОТУ



Артикул 1301289



ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ
ВЫСЫПАЕТСЯ И УСТАЕТ



ДЛЯ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ И
ВСЕХ, КТО РАБОТАЕТ С БОЛЬШИМ
ОБЪЕМОМ ДОКУМЕНТОВ.



ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ О
МОЛОДОСТИ ГЛАЗ

ПНЕВМО-КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖ



МЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ, КОТОРЫЙ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ТКАНИ, ЧЕРЕДУЯ ПЕРИОДЫ ДАВЛЕНИЯ И РАССЛАБЛЕНИЯ. СТИМУЛИРУЕТ КРОВОТОК И УСИЛИВАЕТ ЛИМФОДРЕНАЖ, ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ОТЕКИ И ПРИПУХЛОСТЬ, УМЕНЬШИТЬ КРУГИ И ВЫВЕСТИ ТОКСИНЫ.


ПОМИМО ЭТОГО, **ПНЕВМОМАССАЖ** ВЛИЯЕТ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ, УСТРАНЯЯ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК И СТРЕССА. БЛАГОДАря ВОЗДУШНОМУ МАССАЖУ ОЩУЩАЕТСЯ ЛЕГКОСТЬ, ОБЛЕГЧАЕТСЯ ЗАСЫПАНИЕ И СОКРАЩАЮТСЯ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ.



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВО-
ОБРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ
ЛИМФОДРЕНАЖА



ЛУЧШЕНИЕ
ЗРИТЕЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА
КОЖИ



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН И ТОНКИХ
ЛИНИЙ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ
МЫШЦ



УМЕНЬШЕНИЕ
ГОЛОВНОЙ
БОЛИ



ОБЩЕЕ
РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ

ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ



ВИБРАЦИЯ ИМИТИРУЕТ ПРИЕМЫ МАНУАЛЬНОГО И ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АКТИВНЫЕ ТОЧКИ В ОБЛАСТИ ГЛАЗА ПОМОГАЕТ НОРМАЛИЗОВАТЬ ФУНКЦИИ СЛЕЗНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, УСТРАНИТЬ СУХОСТЬ И УСТАЛОСТЬ ГЛАЗ, ВОССТАНОВИТЬ ЧЕТКОСТЬ ЗРЕНИЯ И ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ.

ЗА СЧЕТ УСТРАНЕНИЯ СПАЗМА МЫШЦ, ВИБРОМАССАЖ СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ МОРЩИН И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ.




СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВО-
ОБРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ
ЛИМФОДРЕНАЖА
И ДЕТОКСИКАЦИЯ



ПОВЫШЕНИЕ
ОКСИГЕНАЦИИ




ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЧЕТКОСТИ
ЗРЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ
МЫШЦ



УСТРАНЕНИЕ
ДИСКОМФОРТА,
СУХОСТИ, УСТАЛОСТИ



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН И ТОНКИХ
ЛИНИЙ



УМЕНЬШЕНИЕ
ГОЛОВНОЙ
БОЛИ

МЯГКИЙ ПРОГРЕВ И АУДИОТЕРАПИЯ



ПРОГРЕВ ТКАНЕЙ В ДИАПАЗОНЕ 38 – 43
ГРАДУСА

УЛУЧШАЕТ ЗАМЕДЛЕННОЕ
КРОВООБРАЩЕНИЕ И СПОСОБСТВУЕТ
УСТРАНЕНИЮ ЗАСТОЯ, УСТРАНЯЕТ
СПАЗМЫ МЫШЦ И БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ
ПОЛНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ, УСИЛИВАЯ
ДЕЙСТВИЕ ВИБРО И ПНЕВМОМАССАЖА.



РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 15 –
МИНУТНОГО СЕАНСА МАССАЖА МОЖНО
ДОПОЛНИТЬ ПРЯТНОЙ МУЗЫКОЙ,
КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ОТРЕШИТЬСЯ ОТ
ПРОБЛЕМ И ЗАБОТ.

МАССАЖЕР ISEE 381 ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ
МОЖЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ЛЮБИМЫЕ
МЕЛОДИИ, ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЗВОЛЯЮТ ЗАГРУЗИТЬ 128 МБ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ФАЙЛОВ В ФОРМАТЕ mp3



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

МАССАЖ С ISEE 381 БЕЗОПАСЕН И НЕ ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЯ, 15 МИНУТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ НЕ ТОЛЬКО ГЛАЗАМ, НО И ВСЕМУ ТЕЛУ.



Артикул 1301289

5

5 РЕЖИМОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ



РАБОТАЕТ
ОТ АККУМУЛЯТОРА



УПРАВЛЕНИЕ
ДВУМЯ КНОПКАМИ



СУМОЧКА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



УДОБНО
БРАТЬ С СОБОЙ

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК ЖЕНЩИНАМИ, ТАК И МУЖЧИНАМИ.
- **РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ.** СТОИМОСТЬ МАССАЖЕРА, КОТОРЫЙ ПРОСЛУЖИТ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, РАВНА СТОИМОСТИ ДВУХ ФЛАКОНОВ КОНСИЛЕРА ДЛЯ МАСКИРОВКИ СИНЯКОВ И ДЕШЕВЛЕ ОДНОГО ПОХОДА В САЛОН.
- **МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО:** БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ЭЛЕКТРО-РОЗЕТКЕ.
- **КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** ДОМА, В ОФИСЕ И В ПОЕЗДКАХ. МАССАЖЕР ЛЕГКО СКЛАДЫВАЕТСЯ.
- СМАРТ ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧАЕТ ПРИБОР ПО ОКОНЧАНИИ СЕАНСА МАССАЖА
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО 15 МИНУТ.
- **ПЯТЬ РЕЖИМОВ** С РАЗНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ МЕТОДОВ ПОЗВОЛЯТ ПОДОБРАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
- **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПЯТЬ РЕЖИМОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА СПОСОБСТВУЮТ УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ГЛАЗА, А РЕЛАКСИРУЮЩАЯ МУЗЫКА ОКУТЫВАЕТ НЕГОЙ И КОМФОРТОМ.



ДЫШАЩИЙ ВНУТРЕННИЙ МАТЕРИАЛ

ВНУТРЕННЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ МЯГКОЙ, ДЫШАЩЕЙ ТКАНИ НЕ РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ И СОЗДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАСТЕЖКА

УСТРОЙСТВО НАДЕЖНО ФИКСИРУЕТСЯ НА ГОЛОВЕ БЛАГОДАРЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ЗАСТЕЖКЕ И НЕ СПОЛЗАЕТ ВО ВРЕМЯ МАССАЖА. БЛАГОДАРЯ РЕГУЛИРОВКЕ, МАССАЖЕР ПОДОЙДЕТ НА ЛЮБОЙ РАЗМЕР ГОЛОВЫ.



ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ПОЛНОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА ХВАТАЕТ НА 4-5 ДНЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА. USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ В КОМПЛЕКТЕ.

УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ

ISEE 381 СКЛАДЫВАЕТСЯ, ЕГО УДОБНО ХРАНИТЬ И БРАТЬ С СОБОЙ В ПОЕЗДКИ, ОН НЕ ЗАНИМАЕТ МНОГО МЕСТА И ВЕСИТ ОКОЛО 290 ГРАММ.



ВНЕШНИЙ ВИД МАССАЖЕРА

Артикул 1301289


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ЭЛАСТИЧНАЯ ЗАСТЕЖКА -
ФИКСАТОР



ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ИЗ МЯГКОГО МАТЕРИАЛА



ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ПНЕВМОМАССАЖ

МЯГКИЙ ПРОГРЕВ

ВИБРОМАССАЖ

КНОПКА
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ /
ПОСТАНОВКИ НА ПАУЗУ
МУЗЫКИ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫКЛЮЧЕНИЯ /
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
РЕЖИМОВ



РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
МУЗЫКИ

РЕЖИМ ПАУЗА ДЛЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРА

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



1

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО СНЯТЬ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ БЕЗ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ.



2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР. ВКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР И НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ 5 РЕЖИМОВ. ВЫБЕРИТЕ МЕЛОДИЮ КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКОЙ, ЗАФИКСИРУЙТЕ УСТРОЙСТВО И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАССАЖЕМ.



3

ВРЕМЯ МАССАЖНОГО СЕАНСА 15 МИНУТ, ПОСЛЕ ЧЕГО АППАРАТ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ. ПРИ ЖЕЛАНИИ НАНЕСИТЕ КРЕМ ИЛИ ПАТЧИ ПОД ГЛАЗА.

РЕЗУЛЬТАТЫ*



ОБИЛИЕ СМАРТФОНОВ, СВЕТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЯРКИЙ СВЕТ В ОФИСЕ И МЕРЦАНИЕ МОНИТОРОВ, ПОЕЗДКИ ЗА РУЛЕМ И ТЕЛЕВИЗОР, - ВСЁ ПРИНОСИТ НЕПОПРАВИМЫЙ ВРЕД ГЛАЗАМ. МАССАЖЕР ISEE 381 GEZATONE – УСТРОЙСТВО «MUST HAVE» ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ЕГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОЩУЩАЕТСЯ УЖЕ ПОСЛЕ 1 СЕАНСА. ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАССАЖЕР GEZATONE ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОВЫМИ СОСТОЯНИЯМИ И БЕССОННИЦЕЙ.



УМЕНЬШЕНИЕ
КРАСНОТЫ И ЧУВСТВА
ПЕСКА В ГЛАЗАХ



УМЕНЬШЕНИЕ
ВЫРАЖЕННОСТИ
МОРЩИН



ВОССТАНОВЛЕНИЕ И
УЛУЧШЕНИЕ
ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ



СНИЖЕНИЕ
НАПРЯЖЕНИЯ ГЛАЗ
ПОСЛЕ НАГРУЗОК



СОКРАЩЕНИЕ ТЕМНЫХ
КРУГОВ, ОТЕКОВ И
ПРИПУХЛОСТИ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КОМФОРТНЫХ
ОЩУЩЕНИЙ



СОКРАЩЕНИЕ
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ



УЛУЧШЕНИЕ
ОБЩЕГО
САМОЧУВСТВИЯ



УЛУЧШЕНИЕ СНА
И СОКРАЩЕНИЕ
СТРЕССА

* Результаты зависят от исходного состояния здоровья и возраста могут быть достигнуты только при регулярном использовании.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ЛИМФАДЕНИТ. ГБ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПАТОЛОГИИ, ГИПОТОНΙΑ.
- ГЛАУКОМА, ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КАТАРАКТА, ПОВЫШЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ, ОТСЛОЕНИЕ СЕТЧАТКИ.
- НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, А ТАКЖЕ ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КОАГУЛЯЦИЮ.
- ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, РАЗДРАЖЕНИЕ НА ВЕКАХ И В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА.
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ, ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ. ТУБЕРКУЛЁЗ.
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.


НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ЛИЦАМИ ДО 18 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА ПРИ ТРАВМАХ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧОМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
4 ЧАСА



ПРОВОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СУМОЧКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И
ТРАНСПОРТИРОВКИ



Артикул 1301289



ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРА	3.7 V, 1200мА*ч
ПОРТ ЗАРЯДКИ	USB
ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не входит)	DC 5V, 1 A
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	4 часа
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ	4 - 5 дней
РАЗМЕР УПАКОВКИ	200 x165 x 100 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Массажер для глаз Модель: iSee381 Gezatone – 1
- USB-кабель – 1
- Сумка для переноски и хранения – 1
- Руководство по эксплуатации – 1
- Упаковочная коробка – 1



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>